



ELAN

Salvaescaleras recta para interior



BRUNO ELAN

Diseñado para hacer la vida más fácil

Fácil de usar

El Elan se desplaza suavemente hacia arriba y hacia abajo por la escalera con solo pulsar un botón, ofreciendo una movilidad cómoda y sin esfuerzo.

Diseño que ahorra espacio

El riel vertical diseñado específicamente para el Elan maximiza el espacio libre en la escalera para familiares, amigos y mascotas. Además, los reposabrazos, el asiento y el reposapiés se pliegan, creando un perfil compacto cuando no está en uso.

Rendimiento confiable

El Elan funciona con baterías recargables y se carga continuamente en cualquier punto donde se detiene a lo largo del riel. Esto garantiza un funcionamiento confiable, incluso en caso de un corte del suministro eléctrico.

 **BRUNO**





OPCIONES DISPONIBLES

Giro motorizado del asiento

Facilite el giro automático del asiento del Elan en la parte superior de la escalera seleccionando la opción de giro motorizado.

Reposapiés motorizado

Pliegue fácilmente el reposapiés hasta la posición de almacenamiento con la práctica opción de reposapiés motorizado.

Riel plegable manual o motorizado

Mantenga libre el espacio en la parte inferior de la escalera incorporando un riel plegable manual o motorizado.

No todas las opciones mencionadas





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga:

300 lb (136 kg)

Dimensiones del asiento:

14.1 in (358 mm) de profundidad ×
15.38 in (391 mm) de ancho

Ancho entre los reposabrazos:

20.5 in (520 mm)

Dimensiones del reposapiés:

10.5 in de largo × 10.75 in de ancho
(267 mm × 276 mm)

Riel vertical:

Se instala a una distancia de solo
5 in (127 mm) de la pared.




GARANTÍA

Garantía limitada de por vida en los componentes principales (motor, caja de engranajes, sistema de transmisión y sistema de riel fijo), válida durante toda la vida útil del salvaescaleras Bruno, siempre que el comprador original continúe siendo el propietario del equipo.

Garantía de 2 años en todas las piezas, a partir de la fecha de instalación realizada por un distribuidor autorizado de Bruno.

Cobertura de mano de obra durante 30 días

a partir de la fecha de instalación realizada por un distribuidor autorizado de Bruno para cualquier defecto de fabricación.



Escanee para obtener más información o visite:
www.bruno.com/es/sillas-salvaescaleras



 Haz la vida
Más Fácil

La misión de Bruno es facilitar la vida de las personas con problemas de movilidad ofreciendo sillas salvaescaleras de la más alta calidad.

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2026
2026-05-26-elan-sp (eu)